

БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Incidin® Liquid

Готовое к применению спиртосодержащее дезинфицирующее средство

Быстродействующее спиртосодержащее средство гарантирует максимальный дезинфицирующий эффект за минимально короткое время.

Благодаря сочетанию спиртов продукт быстро высыхает, не оставляя разводов на обрабатываемой поверхности.

Incidin® Liquid – это:

- ▲ удобный формат для пользователя
- ▲ хорошая совместимость с обрабатываемыми материалами (протестировано на металлических и пластмассовых поверхностях)
- ▲ широкий спектр эффективности



Incidin® Liquid

Готовое к применению спиртосодержащее дезинфицирующее средство

Почему Incidin® Liquid?

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Быстродействующее дезинфицирующее средство с широким спектром эффективности в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии Туберкулеза, тестировано на B5, Терра), вирусов гепатита В, ВИЧ, рота- и аденовирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Состав спиртосодержащего готового к применению дезинфицирующего средства обеспечивает быстрое высыхание и не оставляет следов на обрабатываемой поверхности.

Это позволяет использовать данный продукт на критических поверхностях, обеспечивая высокий уровень дезинфекции и сокращая время обработки.

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Данный продукт доступен в фасовке 750 мл со спрей-насадкой и в канистре объемом 5 л. В силу отсутствия необходимости в подготовке рабочего раствора (продукт имеет готовую для использования форму) существенно сокращается время, которое затрачивает пользователь. Флаконы объемом 750 мл всегда поставляются со спрей-насадками, что значительно упрощает задачу пользователя при дезинфекции труднодоступных мест.

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Вид инфекции	Время экспозиции
Бактериальные, кроме туберкулеза	5 мин.
Туберкулез	15 мин.
Вирусные (гепатит В, ВИЧ, рота- и аденовирусные инфекции)	15 мин.
Кандидозы и дерматофитии	15 мин.



Incidin® Liquid
750 мл флакон
со спрей-насадкой



Incidin® Liquid
5 л канистра

ЭФФЕКТИВНЫЙ.
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ.
ЭКОНОМИЧНЫЙ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Incidin® Liquid – готовое к применению средство для быстрой дезинфекции поверхностей в труднодоступных местах с повышенным риском контаминации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите средство на салфетку и протрите обрабатываемую поверхность

ИЛИ

распылите средство с расстояния 30 см от обрабатываемой поверхности (макс. расход 40 мл/м²), затем протрите поверхность чистой салфеткой.

Убедитесь в том, что обрабатываемая поверхность в процессе дезинфекции полностью увлажнена.

СОСТАВ

В 100 г продукта содержится:
2-пропанол 35 г, 1-пропанол 25 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	ВИД УПАКОВКИ	АРТИКУЛ
Incidin® Liquid канистра	5 л	3088150
Incidin® Liquid флакон	750 мл	3088130

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в прохладном сухом месте вдали от прямого солнечного света. Срок хранения средства в невскрытой упаковке составляет 4 года.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

CM Clean Master®
Complex Solution Provider

www.cleanmaster.ru

Москва +7 (495) 662-41-41

Санкт-Петербург +7 (812) 334-95-16

Сочи +7 (862) 298-80-69

Самара +7 (846) 273-42-75